

С августа 2012 года дефибрилляторы **PRIMEDIC™** производства METRAX GmbH поставляются с новым, более эффективным аккумулятором **PRIMEDIC™ AkuPak+**

PRIMEDIC™ AkuPak+

PRIMEDIC™ HeartSave

PRIMEDIC™ DefiMonitor XD



Новый литий-ионный **PRIMEDIC™ AkuPak+** полностью идентичен по своим размерам и интерфейсам старому никель-кадмиевому аккумулятору **AkuPak**. Мы гарантируем 100% совместимость со всеми дефибрилляторами **PRIMEDIC™** серий **DefiMonitor XD** и **HeartSave**, как с новыми, так и с ранее выпущенными. Применение новой литий-железо-фосфатной технологии в аккумуляторах означает, что некоторые технические характеристики дефибрилляторов **PRIMEDIC™** изменяются в лучшую сторону. Эти изменения суммированы в таблице ниже.

	<b>PRIMEDIC™ AkuPak+</b>	<b>PRIMEDIC™ AkuPak</b>
<b>Технология</b>	Литий-ионная (LiFePO <sub>4</sub> , 13.2В, 2.3Ач)	Никель-кадмиевая (NiCd, 12В, 1.4Ач)
<b>Эффект «памяти»</b>	НЕТ	ЕСТЬ (при неправильном использовании и обслуживании)
<b>Срок службы</b>	4 года	2.5 года
<b>Хранение без подзарядки</b>	12 месяцев	3 месяца
<b>Работа дефибриллятора в режиме монитора ЭКГ</b>	4 часа 30 мин для DefiMonitor XD / 5 часов 45 мин для HeartSave 6/6S	3 часа
<b>Число разрядов по 360 Дж</b>	85 для серии DefiMonitor XD / 95 для серии HeartSave	40 / 50
<b>Число разрядов по 200 Дж</b>	150 для серии DefiMonitor XD / 150 для серии HeartSave	70 / 70

Старый никель-кадмиевый аккумулятор **PRIMEDIC™ AkuPak** больше не производится.

## METRAX GmbH

Rheinwaldstraße 22, 78628 Rottweil, Deutschland,  
Tel.: +49 (0) 741-257-0,  
Fax: +49 (0) 741-257-265,  
info@primedic.com  
www.primedic.com

## Представительство МЕТРАКС ГмбХ

Россия, Москва, 119334,  
ул. Вавилова д. 5, корпус 3  
Тел./факс: +7 495 231 7061/62  
info@metrax.ru,  
www.metrax.ru

Rottweil, Август 2012