

**PRIMEDIC™**

Saves Life. Everywhere.

Зарегистрированная торговая марка METRAX GmbH



# ДЕФИБРИЛЛЯТОР PRIMEDIC Defi-B

## Отличительные характеристики

- Монофазный демпфированный синусоидальный импульс
- Асинхронная наружная дефибрилляция в ручном режиме
- Время накопления энергии для разряда мощностью 360 Дж – не более 7 сек
- Функция автоматического сброса набранной энергии если разряд не был произведен в течение 15 сек
- 35 разрядов по 360 Дж (+10 резервных) при полностью заряженном аккумуляторе
- Многоразовые электроды для дефибрилляции («утюги»), взрослые и встроенные в них детские
- Простой пользовательский интерфейс с интуитивно понятными символами и пошаговыми инструкциями
- Автоматическое самотестирование и контроль исправности после включения
- Питание от аккумуляторной батареи (встроенное зарядное устройство)
- Кабели внешних разрядных электродов надежно размещены в корпусе
- Ударопрочный корпус
- Высокая надежность и оптимальное соотношение цены и потребительских характеристик
- Гарантия производителя 2 года (гарантия на аккумулятор – 6 месяцев)

## Технические данные

### Дефибрилляция:

Форма импульса ..... монофазная синусоидальная  
 Режим работы ..... ручной, асинхронный  
 Уровни энергии ..... 20, 50, 100, 160, 250, 360 Дж (50 Ом)  
 Набор энергии 360 Дж ..... не более 7 сек  
 Электроды ..... многоразовые электроды-«утюги» для дефибрилляции, взрослые  $\varnothing$  8 см и встроенные в них детские  $\varnothing$  5 см

### Питание:

Встроенный аккумулятор ..... Никель-Кадмиевый, 14,4 В / 1,5 Ач  
 Емкость аккумулятора ..... 35 (+/- 10) разрядов по 360 Дж при полностью заряженном аккумуляторе  
 Встроенный блок зарядки ..... от сети переменного тока 220 В / 50 Гц  
 Время зарядки аккумулятора ..... 5,5 часа (100%)

### Условия эксплуатации:

Температура ..... 0 ... 40°C  
 Относит. влажность воздуха ..... 30 ... 95%  
 Атмосферное давление ..... 700 гПа ... 1060 гПа

### Условия хранения:

Температура ..... -20 ... 70°C  
 Относит. влажность воздуха ..... 20 ... 95%  
 Атмосферное давление ..... 500 гПа ... 1060 гПа

### Общие характеристики:

Габариты ..... 40 x 48 x 12 см  
 Вес ..... 9 кг  
 Гарантия производителя ..... 2 года на прибор (6 месяцев на аккумулятор)

## METRAX GmbH

Rheinwaldstraße 22, 78628 Rottweil, Deutschland,  
 Tel.: +49 (0) 741-257-0,  
 Fax: +49 (0) 741-257-265,  
 info@primedic.com  
 www.primedic.com

## Представительство МЕТРАКС ГмбХ

Россия, Москва, 119334,  
 ул. Вавилова д. 5, корпус 3  
 Тел./факс: +7 495 722 1705  
 info@metrax.ru,  
 www.metrax.ru, www.primedic.com.ru

**PRIMEDIC™**  
Saves Life. Everywhere.

Зарегистрированная торговая марка METRAX GmbH